

PROPÓSITOS DE USO

- + Accesorio para uso videoendoscopios G5 FUJIFILM
- + Permite controlar/activar el paso de aire/agua a través del videoendoscopio.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- + Producto reusable
- + Puede exponerse a lavado manual, desinfección en reprocesadora o esterilizador.
- + Material libre de latex
- + Color azul caracteriza su posición en la zona de control del videoendoscopio.
- + Diseño ergonómico y fácil activación.
- + Empaque: unitario



Código de Referencia: AW-500

