


PROPÓSITOS DE USO

- + Accesorio para uso videoendoscopios FUJIFILM G7
- + Permite ser utilizado durante la limpieza/desinfección del equipo para irrigar solución de detergente/desinfectante de alto nivel por canales internos.
- + Asegura una irrigación eficaz para la limpieza/desinfección

PRINCIPALES CARACTERISTICAS


- + Producto reutilizable
- + Material libre de látex
- + Conexiones originales para los canales de aspiración, agua/aire, canal de trabajo
- + Permite ser conectado a bombas de irrigación automatizada para el proceso de limpieza, y ser conectados a reprocesadora para la desinfección de alto nivel del endoscopio.
- + Empaque unitario, contiene tubería WA-007, adaptador WA-100 y jeringa.



Tubería de
inyección
WA-007



Adaptador del cilindro
WA-010



Jeringa

Código de Referencia: CA-610