

DESECHO DE DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL RESPONSABLE

- + Permite inactivar los desinfectantes de alto nivel Ortoftaldehido antes de ser desechado.
- + Neutralización rápida y efectiva al combinar con el poder de acción de MEDINEWT, sistema semi-automático. Ingreso por la amplia sección superior del contenedor.
- + Ingrediente activo: Glicina.
- + Actúa en 15 minutos.
- + Cambio total de color del desinfectante indica la neutralización exitosa.
- + No genera daño al medio ambiente.



Código de Referencia: DNS-1002

Características Técnicas

Presentación	Frasco de 10 onzas.	Capacidad de neutralización	1 frasco rinde para 19 litros de desinfectante (5 galones)	Tiempo de acción	15 min para OPA 5 min para Glutaraldehido
--------------	---------------------	-----------------------------	--	------------------	--

No aplicar directamente en los contenedores de la reprocesadora automática de endoscopios.

Se recomienda su uso junto a Medinewt: Equipo que extrae el desinfectante de las reprocesadoras de endoscopios y controla el tiempo de la neutralización.