

## CARRO PORTA RACK

ACCESORIOS CME



### DESCRIPCIÓN

El Carro Rack Cisa está fabricado en acero inoxidable AISI 304, tiene esquinas redondeadas, dos niveles para el almacenamiento de los racks utilizados en la termodesinfectadora. También tiene la compatibilidad de altura en relación con el coche externo de la Termodesinfectora.

### APLICACIÓN

Recomendación de uso en las zonas de purga o preparación, pudiendo almacenar los racks cuando no se utilicen.

### CÓDIGO

#### Modelo para Termodesinfectora 104

**AC-TN-068825-00** CARRO PORTA RACK 104 - DESIGN ELEGANCE

#### Modelo para Termodesinfectora 155

**AC-TN-068832-00** CARRO PORTA RACK 155 - DESIGN ELEGANCE

### PROPÓSITO DE USO

Tiene la función de almacenamiento y organización de los racks internos utilizados en los Termodesinfectadores dentro de la Central de Material Esterilizado.

### LEGISLACION APLICABLE

El mobiliario fue desarrollado siguiendo las recomendaciones de la Norma Reguladora de Ergonomía NR-17, diseñada para ayudar en la adecuación de RDC-50 y RDC-15.

### CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Columnas de perfil modular de aluminio 40 x 40 mm - M12 2R 90°, sistema desmontable. Planos de trabajo y acabados laterales en acero inoxidable AISI 304, con pintura en polvo azul. El modelo con ruedas tiene un sistema de ruedas, 2 con cerraduras para mayor seguridad.

### CONDICIONES DE ALMACENAJE

No se requieren condiciones especiales. Proteger contra impactos, polvo y humedad.

### CONDICIONES DE TRANSPORTE

No requiere condiciones especiales para el transporte, se recomienda realizar el transporte en el embalaje original.

## CARRO PORTA RACK

ACCESORIOS CME

### PLAZO DE GARANTÍA

La Garantía CISA cubre todos los defectos de fabricación por un período de 12 meses después de la instalación del equipo, o 15 meses a partir de la fecha de emisión de la factura respectiva, o el transporte de la misma, lo que ocurra primero.

### EMBALAJE

Embalaje para el transporte del mercado nacional: envuelto en plástico de burbujas, en un palet de madera y dentro de una caja de madera.

Embalaje para el transporte al exterior: envuelto en plástico de burbujas, en un palet de madera y dentro de una caja de madera fumigada.

### ETIQUETA

Descripción	Etiqueta utilizada	Nota explicativa
Packing List	Mód. 513BR	Utilizado en la identificación de productos
Frágil		
Proteger de la humedad		
Face superior en esta dirección		

Nota: Se aplica al embalaje exterior. Símbolos tomados de la Ordenanza de ANTT (Agencia Nacional de Transporte Terrestre) y la norma ABNT NBR 7500

### INFORMACIÓN / PRECAUCIONES RELEVANTES

El mueble no requiere preparación previa para realizar su instalación, ya que los modelos cuentan con ruedas que se pueden colocar en diferentes ubicaciones y posiciones.

### REGISTRO ANVISA

No aplica para muebles


## CARRO PORTA RACK

ACCESORIOS CME

### DIMENSIONAL


#### Modelo para Termodesinfectora 104

710 x 830 x 605 mm (L x A x P)



#### Modelo para Termodesinfectora 155

710 x 830 x 805 mm (L x A x P)



### ✓ MONTAJE

El equipo se enviará montado y listo para su uso, sin necesidad de realizar trabajos de montaje o acabado en el cliente final.