



# STERIS

## DESINFECTANTE ORTOFTALDEHÍDO

### OPA 28

### DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE 28 DÍAS

- + Principal componente Ortoftaldehído (OPA) en concentración de 0.575%
- + Permite reprocesar dispositivos médicos semicríticos sensibles al calor.
- + Periodo de reutilización extendido a 28 días sin disminuir su concentración.
- + Tiempo de desinfección más rápido y seguro. Actúa en 5 minutos a una temperatura de 25°C.
- + Compatibilidad con una alta variedad de materiales y efectividad comprobada contra distintos microorganismos: MRSA, VRE, VIH, TB, Virus de Hepatitis.

<b>5</b>	Minutos de exposición en reprocesadoras automáticas a 25 °C
<b>10</b>	Minutos de exposición en DAN manual A 20 °C
<b>28</b>	Días de uso. Periodo de días continuos Manteniendo la concentración mínima recomendada.
<b>2</b>	Enjuagues en reprocesadora automática posterior a la desinfección.
<b>3</b>	Enjuagues en DAN manual posterior a la desinfección.



Código de Referencia: ML02-0132

