



# STERIS

## TIRAS REACTIVAS RAPICIDE OPA 28

### VERIFICACIÓN DE DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE 28 DÍAS

- + Las tiras de prueba RAPICIDE™ OPA/28 se utilizan para confirmar que se alcanzó la concentración mínima recomendada (MRC) de ortoftaldehído (OPA) antes de su reutilización.
- + Se recomienda verificar el OPA antes de cada uso para asegurar su condición.
- + Es amigable para el usuario, larga para una manipulación segura, e intuitiva de interpretar.
- + Almohadilla en el extremo cambia de color si la concentración es mayor a lo recomendado. Botella incluye escala de colores para interpretación.
- + Botella incluye 50 unidades desechables.

<b>3</b>	Segundos de inmersión en el desinfectante.
<b>90</b>	Segundos como tiempo máximo para esperar un cambio de color.

- + Efectiva solamente para uso con ortoftaldehído RAPICIDE OPA 28



Código de Referencia: ML02-0136



TRADICIÓN EN SERVICIO