

VIO® 200 S

El aparato de cirugía de alta frecuencia (AF) para la cirugía ambulatoria; con dosificación automática de la potencia



- Todas las técnicas modernas de regulación de AF juntas.
- El aparato lleva a cabo un test de funcionamiento y verifica todos los conectores.
- Configuración variable por medio de módulos de conectores Manejo extremadamente sencillo gracias al FocusView.
- El sistema de seguridad de electrodos neutros NESSY, reforzado en pantalla, apoya de modo interactivo la colocación de electrodos neutros.
- El equipo permite visualizar los parámetros de operación en tiempo real.
- En la memoria caben hasta 10 programas.
- Posibilidad de conectar 2 interruptores de pedal.
- VIO 200 S puede actualizarse (los updates son posibles).
- Modos de corte y coagulación, tanto monopolar como bipolar disponibles.

Datos Técnicos

Potencia de salida	
Potencia de Cut máxima	200 vatios a 500 ohm
Potencia de Coag máxima	hasta 120 watt
Sistema de seguridad	NESSY
Frecuencia de AF	350 kHz

Conexión de red	
Frecuencia de red	50 / 60 Hz
Potencia absorbida en standby	40 Vatio
Potencia absorbida con potencia max. de AF	500 vatios / 920 VA
Tensión de red	100-120 / 220-240 V
{Potentialausgleichsanschluss}	si

Medidas y peso	
Ancho x alto x fondo	410 X 165 X 380 mm
Peso	8,8 kg

Otras informaciones sobre el producto	
Unidad de embalaje	1 pieza

Normas	
Clasificación según normativa CE 93/42/EWG II b	IIb
Clase de protección según NE 60 601-1 I	I
Modelo según NE 60 601-1	CF
Categoría según UMDNS	

Incluye	
Carro de transporte con 4 ruedas antiestáticas	
CABLE MONOPOLAR (BOVIE JACK Ø 8MM)	
CABLE PARA ELECTRODO NEUTRO, CABLE 4 METROS	
INTERRUPTOR DE PIE 2 PEDALES PARA VIO D/S	
JUEGO FIJACION VIO / CARRO	