



# Sonda FiAPC 2200 C

erbe

- Recomendado para todo tipo de ablación y coagulación sin contacto
- Aplicaciones en Rectitis Actínica, Angiodisplasias, Ablación de tumores, esófago de Barret
- Plug and Play: conectar el instrumento y trabajar
- Bajo costo para aplicaciones de Argón
- Se puede utilizar con todo tipo de endoscopios, colonoscopios, estereoscopios tanto terapéuticos como diagnósticos.
- No es necesario reemplazar el filtro del gas ya que viene integrado a la sonda
- Mayor protección contra la contaminación cruzada



Código de Referencia: 20132-225



Dimensiones y Medias		Características Principales		Presentación, Limpieza y preparación		Normas	Otras informaciones sobre el producto	
<b>Diámetro extremo distal</b>	ø 2,3 mm	<b>Salida y Forma</b>	A = Axial Beam	<b>Empaque Estéril</b>	EO	<b>Clasificación según normativa CE 93/42 EWG - IIb</b>	<b>Capacidad máxima de carga eléctrica</b>	5Kvp
<b>Longitud</b>	2,2 metros	<b>Flexibilidad</b>	Flexible	<b>Producto Desechable</b>	Si	<b>Clase de protección según NE 60 601-1</b>	<b>Unidad de embalaje</b>	1 Pieza
		<b>Compatibilidad</b>	APC 300, APC 2, APC 3				<b>País de fabricación</b>	Alemania
		Sonda monopolar para ser ocupada con equipo de electrocirugía				<b>Modelo según NE 60 601-1</b>		

