


# Sonda FiAPC 3000 A

erbe

- Recomendado para todo tipo de ablación y coagulación sin contacto
- Aplicaciones en Rectitis Actínica, Angiodisplasias, Ablación de tumores, esófago de Barret
- Plug and Play: conectar el instrumento y trabajar
- Bajo costo para aplicaciones de Argón
- Se puede utilizar con todo tipo de endoscopios, colonoscopios, estereoscopios tanto terapéuticos como diagnósticos.
- No es necesario reemplazar el filtro del gas ya que viene integrado a la sonda
- Mayor protección contra la contaminación cruzada
- Compatible con enteroscopia de doble balón



Código de Referencia: 20132-223



Dimensiones y Medias		Características Principales		Presentación, Limpieza y preparación		Normas	Otras informaciones sobre el producto	
Diámetro extremo distal	∅ 2,3 mm	Salida y Forma	A = Axial Beam	Empaque Estéril	EO	Clasificación según normativa CE 93/42 EWG - IIb	Capacidad máxima de carga eléctrica	5Kvp
Longitud	3 metros	Flexibilidad	Flexible	Producto Desechable	Si	Clase de protección según NE 60 601-1	Unidad de embalaje	1 Pieza
		Compatibilidad	APC 300, APC 2, APC 3				País de fabricación	Alemania
		Sonda monopolar para ser ocupada con equipo de electrocirugía				Modelo según NE 60 601-1		

