



# Enterella

## SX-ELLA Prótesis Colorrectal



# Enterella



Fácil despliegue

Excelente flexibilidad

Bordes atraumáticos de la prótesis

Alineación perfecta al doblarse



## Descripción básica

# SX-ELLA Prótesis Colorrectal - Enterella

Prótesis para inserción bajo visión fluoroscópica.

Prótesis autoexpansible de nitinol, precargada en el sistema de implantación PULL.

## Indicaciones

- ✓ Enterella Colorrectal está indicada para el tratamiento paliativo de obstrucciones o de estenosis causadas por tumores malignos que afectan el recto, el colon sigmoide o la parte distal del colon descendente. Puede ser utilizada para aliviar temporalmente las obstrucciones, previo a una cirugía electiva.

## Contraindicaciones

- ✓ Perforación intestinal
- ✓ Absceso peritoneal
- ✓ Ascitis severa
- ✓ Coagulopatía severa
- ✓ Isquemia enteral
- ✓ Colocación en obstrucción intestinal / estenosis intestinales fuera de las estructuras anatómicas, definidas en la parte de "Indicaciones"


## Características y beneficios

- ✓ Bordes atraumáticos - prevención efectiva de lesión a la pared intestinal.
- ✓ Excelente flexibilidad - alineación perfecta a lo largo de las curvas anatómicas.
- ✓ Marcadores radiopacos en ambos extremos y en el punto medio de la prótesis - mejor visibilidad, precisión en la inserción de la prótesis.
- ✓ Hilo plástico para reposicionamiento, ubicado en el extremo aboral de la prótesis - posibilidad de reposicionamiento de la prótesis en los cinco primeros días después de la implantación.


## Descripción adicional

Sistema de implantación 15 F (5,08 mm) disponible en una longitud estándar de 95 cm (sistema de implantación de 135 cm está disponible bajo solicitud). Punta de oliva radiopaca y atraumática del sistema de implantación. Alambre guía recomendado de 0.035" (0.89 mm).


### Excelente flexibilidad



### Hilo plástico para reposicionamiento



### Bordes atraumáticos de la prótesis




### Fácil despliegue



## Medidas disponibles

REF No. Prótesis no recubierta	Diámetro nominal [mm]	Longitud nominal [mm]
019-05-22-082	22	82
019-05-22-090	22	90
019-05-22-113	22	113
019-05-22-135	22	135
019-05-25-082	25	82
019-05-25-090	25	90
019-05-25-113	25	113
019-05-25-135	25	135
019-05-30-075	30	75
019-05-30-088	30	88
019-05-30-112	30	112
019-05-30-123	30	123
019-05-30-136	30	136



Distribuidor:

Fabricante:

**ELLA-CS, s.r.o.**

Milady Horakove 504/45, Trebes  
500 06 Hradec Kralove, La República Checa

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655  
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu