


# Nitinella Plus

SX-ELLA Prótesis Biliar



# Nitinella Plus



Prótesis autoexpansible con entretejido de nitinol

Cubierta de silicona

Sistema de implantación resistente a la contorsión

Acceso endoscópico y percutáneo



3D animación



## Descripción básica

# SX-ELLA Prótesis Biliar Nitinella Plus / Nitinella Plus - B

Las prótesis Nitinella Plus y Nitinella Plus-B, están indicadas para el tratamiento paliativo de las estenosis biliares ocasionadas por neoplasias malignas.


## Características y Beneficios

- ✓ Marcadores radiopacos grandes en ambos extremos y en el punto medio de la prótesis - diseñados para ayudar en la colocación de la prótesis.
- ✓ Entretejdo reforzado en los extremos de la prótesis - diseñado para resistir la migración.
- ✓ Excelente flexibilidad - inserción fácil en anatomías tortuosas.
- ✓ La fuerza radial de la prótesis está diseñada para mantener su permeabilidad y resistir la migración.
- ✓ Acortamiento optimizado de la prótesis de solo 25 % - facilita el posicionamiento de la prótesis.
- ✓ Bordes atraumáticos de la prótesis - prevención eficaz de traumatismos a la pared del conducto biliar.
- ✓ Reposicionamiento del 50%, - mejor control por parte del médico en el despliegue y reposicionamiento de la prótesis.
- ✓ Cubierta de silicona resistente - previene el crecimiento del tumor al interior de la prótesis.
- ✓ El trenzado del sistema de implantación es resistente a la contorsión - alta trazabilidad del sistema y despliegue de la prótesis.

## Descripción adicional


Sistema de implantación con punta de oliva radiopaca.  
Alambre-guía recomendado 0,035" (0,89 mm), rígido de mínimo 360 cm de longitud (abordaje endoscópico) o 180 cm (abordaje transhepático).

Sistema de implantación resistente a la contorsión



Cierre de seguridad

Recuperación y reposicionamiento de la prótesis



Marcadores radiopacos

Entretejdo reforzado

Cubierta de silicona y bordes atraumáticos de la prótesis

## Medidas disponibles

Sistema de implantación endoscópico - 175 cm						Sistema de implantación transhepático - 60 cm		
REF No.						REF No.		
Diámetro de la prótesis [mm]	Longitud de la prótesis [mm]	Diámetro del sistema de implantación [F]	Nitinella Plus - B Prótesis no recubierta	Nitinella Plus Prótesis parcialmente recubierta	Nitinella Plus Prótesis completamente recubierta	Nitinella Plus - B Prótesis no recubierta	Nitinella Plus Prótesis parcialmente recubierta	Nitinella Plus Prótesis completamente recubierta
8	40	7 para no recubierta /	019-01B-08-040	019-01C-08-040	019-01D-08-040	019-01B-08-040-T	019-01C-08-040-T	019-01D-08-040-T
	60		019-01B-08-060	019-01C-08-060	019-01D-08-060	019-01B-08-060-T	019-01C-08-060-T	019-01D-08-060-T
	80	9 para prótesis recubierta	019-01B-08-080	019-01C-08-080	019-01D-08-080	019-01B-08-080-T	019-01C-08-080-T	019-01D-08-080-T
	100		019-01B-08-100	019-01C-08-100	019-01D-08-100	019-01B-08-100-T	019-01C-08-100-T	019-01D-08-100-T
10	40	7 para no recubierta /	019-01B-10-040	019-01C-10-040	019-01D-10-040	019-01B-10-040-T	019-01C-10-040-T	019-01D-10-040-T
	60		019-01B-10-060	019-01C-10-060	019-01D-10-060	019-01B-10-060-T	019-01C-10-060-T	019-01D-10-060-T
	80	9 para prótesis recubierta	019-01B-10-080	019-01C-10-080	019-01D-10-080	019-01B-10-080-T	019-01C-10-080-T	019-01D-10-080-T
	100		019-01B-10-100	019-01C-10-100	019-01D-10-100	019-01B-10-100-T	019-01C-10-100-T	019-01D-10-100-T



Permeabilidad preservada



Excelente flexibilidad

Distribuidor:

Fabricante:

**ELLA-CS, s.r.o.**

Milady Horákové 504/45, Třebeš  
500 06 Hradec Králové, La República Checa

Tel.: +420 495 279 111 E-mail: info@ellacs.eu  
URL: www.ellacs.eu